

La location d'un système **NeuroOptimal**[®] pour une utilisation à domicile est un processus facile!
Voici une liste de vérification rapide à utiliser comme guide pour vous ou votre famille.

AU MOMENT DE LA LOCATION:

- Comment assembler le système (apprendre le nom des composants, zAmp etc...)
- Où placer les capteurs, et quelle quantité de pâte utiliser?
- Parlez des outils de suivi et de la façon de suivre vos changements
- Vous devez être en ligne pour pouvoir exécuter des Sessions. Assurez-vous de savoir comment connecter votre système à votre WiFi la première fois que vous effectuez une Session
- Discutez des écouteurs, du casque, des haut-parleurs ou de tout autre support supplémentaire s'il est fourni
- Comment nettoyer votre système

RAPPELS POUR LA MAISON:

- Réserver une zone pour l'utilisation du système (en dehors des grandes quantités de courant électrique)
- L'intégrer dans votre horaire de façon régulière (plus n'est pas nécessairement mieux ; cependant, il s'agit d'un "processus d'entraînement", il est donc important de l'utiliser tant que vous en disposez)
- Assurez-vous de savoir combien de Sessions vous avez dans votre contrat de location et contactez votre fournisseur de services de location si vous voulez ou avez besoin de plus de Sessions
- Pour démarrer une Session, double-cliquez ou double-tapez sur le nom du Client pour lequel vous démarrez une Session
- Contactez votre fournisseur de services de location si vous souhaitez apporter des modifications à votre contrat de location ou si vous avez besoin d'aide
- Si vous souhaitez ajouter ou modifier la musique ou les films, veuillez contacter votre fournisseur de services de location
- Veillez à utiliser vos outils de suivi et à vous entretenir régulièrement avec votre fournisseur de services de location

DÉPANNAGE AU BESOIN:

- Contactez toujours votre fournisseur de services de location lorsque vous ne savez pas quoi faire
- Regardez les liens vidéo YouTube- NeuroOptimal[®] de l'équipe d'assistance technique
- Si le Matrix Mirror s'affiche alors que vous n'êtes pas connecté à un second moniteur, minimisez le, ou demandez au fournisseur changer les paramètres
- Si votre fournisseur de services de location demande un appel ZenConnect, vous pouvez vous connecter via le site web:
 - <https://neurooptimal.com/neurooptimal-rental-zenconnect-support>
 - allez en bas de la page sous LIVE Support et Êtes-vous actuellement en train de louer un système et recherchez un support technique?
 - "Cliquez ici"

CONTACT DIRECT: